

FICHA TÉCNICA

COMPRESSA CIRÚRGICA DE GAZE HIDRÓFILA FORTCLEAN LIGHT

A compressa de gaze FORTCLEAN LIGHT é um produto de uso único e de ampla utilização nas áreas médico-hospitalar, odontológica e de estética. Possui grande capacidade de absorção de líquidos em procedimentos cirúrgicos, assepsias e curativos em geral. O uso desse produto em ferimentos e áreas expostas requer que o mesmo passe por processo de esterilização para evitar contaminação, sendo que nessa apresentação o produto não é estéril. Fabricada em tecido 100% algodão, hidrófilo, isento de alvejante óptico e amido, sendo um produto insípido e inodoro.



INSTRUÇÕES DE USO

Verificar a integridade da embalagem antes do uso.

Utilizar a compressa conforme técnica recomendada para o procedimento.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Informações	
Nome técnico	Compressa Cirúrgica de Gaze Hidrófila Não Estéril
Nome comercial	Compressa de Gaze não estéril – Fortclean Light
Processo Anvisa n°	25351.176037/2024-34
Registro Anvisa n°	82453699008
Composição	Tecido 100%
Validade	5 anos após a data de fabricação.

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

Camadas	8 camadas e 5 dobras
Densidade	9/11/13 fios/cm ²
Embalagem primária	100 gramas
Embalagem secundária	70 pacotes por caixa de papelão.
Dobras	Dobradas para dentro em toda a sua extensão.
Dimensões do produto dobrado (fechado)	7.5 cm x 7.5 cm
Dimensões do produto não dobrado (aberto)	

Sem fio radiopaco.

ADVERTÊNCIAS/PRECAUÇÕES/RESTRIÇÕES

Artigo Médico-Hospitalar

Descartar após o Uso

Proibido Reprocessar. Produto Não Estéril. Não usar o produto caso a embalagem esteja danificada, aberta ou molhada.

Produto não reprocessado: Descartar após o uso. O descarte deve obedecer às normas de lixo hospitalar.

