

FICHA TÉCNICA

COMPRESSA DE GAZE NÃO ESTÉRIL NOBRE PREMIUM

A Compressa de Gaze Não Estéril – Nobre Premium é confeccionada com tecido 100% algodão hidrófilo, macio e altamente absorvente. Possui 8 camadas, 5 dobras, e densidade de 13 fios/cm², garantindo resistência e eficiência na absorção. É livre de manchas, impurezas, amido e alvejante óptico, assegurando segurança durante o uso médico-hospitalar e odontológico em procedimentos que não exijam produtos estéreis. É um produto de uso único, disponível em embalagens práticas com 500 unidades.



INSTRUÇÕES DE USO

Limpeza e proteção de áreas lesionadas: Devido à sua composição em 100% algodão hidrófilo, a compressa é macia e altamente absorvente, sendo ideal para limpar delicadamente feridas e proteger a pele lesada contra agentes externos.

Realização de curativos: A compressa serve como uma camada protetora sobre feridas, auxiliando na absorção de exsudatos e promovendo um ambiente propício à cicatrização. Sua textura macia minimiza o risco de traumas adicionais ao tecido em recuperação.

Procedimentos médicos e odontológicos: Em práticas que não requerem material estéril, como em consultas de rotina ou procedimentos menores, a compressa é utilizada para absorver sangue e outras secreções, manter a área de trabalho limpa e proporcionar conforto ao paciente. É importante destacar que, por ser não estéril, a compressa deve ser utilizada apenas em procedimentos onde a esterilidade não é uma exigência crítica. Para intervenções que demandam um ambiente estéril, recomenda-se o uso de compressas estéreis apropriadas.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Informações	
Nome técnico	Compressas
Nome comercial	Compressa de gaze não estéril Nobre Premium
Processo Anvisa n°	25351.537543/2022-42
Registro Anvisa n°	82453699001
Composição	Tecido 100% algodão hidrófilo Não estéril
Validade	5 anos após a data de fabricação.

ADVERTÊNCIAS/PRECAUÇÕES/RESTRIÇÕES

Produto não esterilizado.
Não utilizar se a embalagem estiver molhada, rasgada ou aberta.
Não possui ação farmacológica.
Armazenar em local limpo e seco, à temperatura ambiente.

Produto não reprocessado: Descartar após o uso. O descarte deve obedecer às normas de lixo hospitalar.

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

Camadas	8 camadas e 5 dobras
Densidade	13 fios/cm ²
Embalagem primária	500 unidades
Embalagem secundária	16 pacotes por caixa de papelão.
Dobras	Dobradas para dentro em toda a sua extensão.
Dimensões do produto dobrado (fechado)	7,5 cm x 7,5 cm
Dimensões do produto não dobrado (aberto)	14 cm x 28 cm
Sem fio radiopaco.	



Santo Antônio da Posse - SP



vendas@fortclean.com



www.fortclean.com



(19) 3896-2101 | 3896-2315

A FORTCLEAN É UMA INDÚSTRIA COM MAIS DE 25 ANOS DE EXPERIÊNCIA NA FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE QUALIDADE PARA O MERCADO HOSPITALAR.