# FICHA TÉCNICA

VESTIMENTAS DESCARTÁVEIS LENÇOL HOSPITALAR - COM ELÁSTICO

Indicado para a cobertura e proteção de colchões hospitalares, macas, leitos e superfícies em: ambulatórios, clínicas e hospitais, consultórios odontológicos, estéticos e fisioterapêuticos;

Proporciona higiene, conforto e proteção ao paciente, funcionando como barreira física contra contato direto com a superfície.

Tecido Não Tecido (TNT) 100% polipropileno.



# **INSTRUÇÕES DE USO**

- Verificar a integridade da embalagem;
- Higienizar a superfície onde o lençol será aplicado;
- Retirar o lençol da embalagem;
- Posicionar sobre a maca ou colchão:
- Ajustar os elásticos nas extremidades, garantindo que o lençol fique bem esticado e fixo.

# INFORMAÇÕES TÉCNICAS

# INFORMAÇÕES DO PRODUTO Informações Nome técnico Lençol Hospitalar Descartável com Elástico Lençol hospitalar - NOBRE Processo Anvisa n° Registro Anvisa n° Produto isento de registro conforme RDC nº 185/2001. Composição Tecido Não Tecido (TNT). Validade 5 anos da data da fabricação.

## ADVERTÊNCIAS/PRECAUÇÕES/RESTRIÇÕES

- Produto descartável. Proibido reutilizar.
- Uso não estéril. Não utilizar como barreira em procedimentos cirúrgicos ou invasivos.
- Evite exposição a umidade excessiva ou calor.
- Armazenar em local seco, fresco, protegido da luz solar direta.

### APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

Lençol Hospitalar com Elástico

 $2m \times 0.90$  cm – 20 gr – Embalagem com 10 unidades  $2m \times 0.90$  cm – 30 gr – Embalagem com 10 unidades  $2m \times 0.90$  cm – 40 gr – Embalagem com 10 unidades

Produto não reprocessado: Descartar após o uso. O descarte deve obedecer às normas de descarte.



Santo Antônio da Posse - SP



vendas@fortclean.com



www.fortclean.com



(19) 3896-2101 | 3896-2315