

FICHA TÉCNICA

VESTIMENTAS DESCARTÁVEIS LENÇOL HOSPITALAR - SEM ELÁSTICO

Indicado para a cobertura e proteção de colchões hospitalares, macas, leitos e superfícies em: ambulatoriais, clínicas e hospitais, consultórios odontológicos, estéticos e fisioterapêuticos;
Proporciona higiene, conforto e proteção ao paciente, funcionando como barreira física contra contato direto com a superfície.
Tecido Não Tecido (TNT) 100% polipropileno.



INSTRUÇÕES DE USO

- Verificar a integridade da embalagem;
- Higienizar a superfície onde o lençol será aplicado;
- Retirar o lençol da embalagem;
- Posicionar sobre a maca ou colchão;
- Estender sobre a maca, cama ou superfície desejada até que cubra completamente a área de contato. Se necessário, fixar com fita adesiva.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Informações	
Nome técnico	Lençol Hospitalar Descartável sem Elástico
Nome comercial	Lençol hospitalar - NOBRE
Processo Anvisa nº	N/A
Registro Anvisa nº	Produto isento de registro conforme RDC nº 185/2001.
Composição	Tecido Não Tecido (TNT).
Validade	5 anos da data da fabricação.

ADVERTÊNCIAS/PRECAUÇÕES/RESTRIÇÕES

- Produto descartável. Proibido reutilizar.
- Uso não estéril. Não utilizar como barreira em procedimentos cirúrgicos ou invasivos.
- Evite exposição a umidade excessiva ou calor.
- Armazenar em local seco, fresco, protegido da luz solar direta.

Produto não reprocessado: Descartar após o uso. O descarte deve obedecer às normas de descarte.

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

Lençol Hospitalar sem Elástico

2m x 0,90 cm – 20 gr – Embalagem com 10 unidades
2m x 0,90 cm – 30 gr – Embalagem com 10 unidades
2m x 0,90 cm – 40 gr – Embalagem com 10 unidades



Santo Antônio da Posse - SP



vendas@fortclean.com



www.fortclean.com



(19) 3896-2101 | 3896-2315

A FORTCLEAN É UMA INDÚSTRIA COM MAIS DE 25 ANOS DE EXPERIÊNCIA NA FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE QUALIDADE PARA O MERCADO HOSPITALAR.